

# Lernen Sie unser BRAYDEN **BABY** PRO

arbeitet mit

# BRAYDEN ONLINE

Brayden Online ist jetzt für das iPad im  
Apple App Store erhältlich.

Weitere Brayden Online Versionen werden in Kürze  
verfügbar sein (alle Versionen werden mit unseren  
Brayden Pro Modellen kompatibel sein).

- Brayden Baby Pro baut auf dem Erfolg des preisgekrönten  
Brayden Baby Advanced auf.
- Brayden Pro und Brayden Online wurden in enger  
Zusammenarbeit mit Experten aus der ganzen  
Welt entwickelt.



**INNOSONIAN**

Entspricht den AHA- und ERC-Richtlinien 2021

## Brayden Baby Pro bietet folgende Funktionen:




Brayden Baby Pro bietet ein einzigartiges Echtzeit-Feedback zur Beatmung mit Licht und Ton plus zusätzlichem Echtzeit-Feedback über Brayden Online.




Erlernen von korrekter Technik der Thoraxkompressionen (Drucktiefe, Frequenz, Entlastung, Finger- / Daumenposition) mit Hilfe von Lichtern am Modell. Weiter erhalten Sie zusätzliches Echtzeit-Feedback über Brayden Online.



Einfache und intuitive Software zum Debriefing Ihrer BLS-Performance von Säuglingen über Brayden Online.



**Brayden Baby Pro mit Brayden Online bietet mehrere Trainings- und Bewertungsoptionen. Diese berücksichtigen sowohl den AHA-Säuglings-BLS-Algorithmus (30: 2), als auch den ERC-Säuglings-BLS-Algorithmus (5 Initialbeatmungen, 15: 2).**





“A: + und - ermöglichen das Feedback zur Beatmung über Audio und / oder Licht. B: Die Szenariotaste aktiviert den Brachialispuls.”



Die Funktion des Brachialispulses kann hier bei Bedarf für BLS-Szenarien aktiviert werden.



Brayden Baby Pro und Brayden Pro (Erwachsener) arbeiten beide mit Brayden Online.



Brayden Online stellt für das Debriefing detaillierte CPR-Parameter zur Verfügung.

## INNOSONIAN

### Innosonian Europe

Unit 1, Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire, GU14 8FF, UK

Tel. +44-3333-445534  
Email enquiries@innosonian.eu  
www.innosonian.eu

### Innosonian America

50 Broad Street, Carlstadt, NJ, 07072, USA

Email hello@innosonian.us  
www.innosonian.us

