

# CERABLATE® PA120

Interventional and Pediatric Cardiology



+++

Unipolarer HF-Perforationskatheter  
*Unipolar RF Perforation Catheter*

 **OSYPKA**  
Technology for an active life.

# CERABLATE® PA120

Unipolarer HF-Perforationskatheter

Unipolar RF Perforation Catheter

## Interventional and Pediatric Cardiology

### Unipolarer HF-Perforationskatheter

Der **CERABLATE® PA120** ist ein flexibler 2F HF-Perforationskatheter und dient der Eröffnung von Pulmonalatresien. Er kann durch einen 4F Diagnostik-katheter vorgeführt werden. Der **CERABLATE® PA120** kann mit dem batteriebetriebenen und kompakten Hochfrequenzgenerator MicroHAT (max. 3W) bzw. den Hochfrequenzgeneratoren HAT300 Smart und HAT200 der Firma OSYPKA verwendet werden.

#### Indikationen:

- Membranöse oder muskuläre Pulmonalatresie mit vorhandenem Pulmonalarterienstamm

#### Technische Daten:

- 30 mm Soft-Tip an distalem Katheterende
- Nutzbare Länge 120 cm
- Fester Anschlussstecker mit 2 mm Pin (vergoldet)

### Unipolar RF Perforation Catheter

**CERABLATE® PA120** is a flexible 2F RF perforation wire and serves to open pulmonary atresia. It can be inserted with a 4F diagnostic catheter. **CERABLATE® PA120** can be used with the battery-operated and compact radio frequency generator MicroHAT (max. 3W) or the HAT300 Smart and HAT200 radio frequency generators by OSYPKA.

#### Indication:

- Membranous or muscular pulmonary atresia with existing pulmonary artery trunk

#### Technical Data:

- 30 mm soft tip at the distal catheter-part
- Usable length 120 cm
- Fixed connector with 2 mm gold plated pin

### Bestellinformationen / Ordering Information:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name
21245	CERABLATE® PA120

### Zubehör / Accessoires:

Artikel-Nr. Article No.	Bezeichnung Name
85015	Wiederverwendbare Neutralelektrode / Reusable indifferent electrode
81941	D 362 Verbindungskabel / Connection cable

Vor Anwendung des Produktes müssen alle Produktetiketten, Beipackzettel, Bedienungsanleitungen, sowie die Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Gefahrenhinweise und Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Produkte dürfen nur von qualifizierten und in dem Gebiet erfahrenen Fachärzten benutzt werden.

Before use, consult product labels, inserts and instructions for use for any indications, contraindications, warnings, hazards and cautions. Products may only be used by a qualified and trained physician with expertise in this field.