


VB - 2xISB

Bipolarer implantierbarer Elektroden-Adapter Bipolar implantable Lead Adapter



Artikelbeschreibung

Der bipolare implantierbare Elektrodenadapter verbindet einen Schrittmacher mit bipolarem IS-1 Anschluß mit zwei bipolaren Elektroden mit IS-1 Stecker. (Bi-Ventrikuläre Stimulation)

Typ: **VB - 2 x ISB**
 Länge: 17 cm / 40 cm
 Wendelaufbau: 4-fach gewendelt
 Isolation: Silikon (med. Qualität)
 Stecker: bipolar IS-1
 Aufnahmeteil: 2 x bipolarer IS-1 Stecker

Lieferumfang: - 1 Elektrodenverlängerung
 - 1 Sechskantschlüssel
 - 2 Transport-Sicherungsstifte

Product Description

The bipolar implantable lead adapter enables an adaptation of two bipolar leads each having IS-1 connectors to one bipolar IS-1 pacemaker header cavity. (Bi-Ventricular Pacing)

Type: **VB - 2 x ISB**
 Length: 17 cm / 40 cm
 Coil: quadrifilar
 Insulation: Silicone (med. grade)
 Connector: bipolar IS-1
 Receptacl: 2 x bipolar IS-1 connector

Delivery volume: - 1 Lead extension
 - 1 Allen wrench
 - 2 Transportation safety pin

Artikelbezeichnung

Product name

Artikel-Nr.
Article-no.

Stück
Unit

Bipolarer Elektroden-Adapter mit 2 x bip. IS-1 Aufnahme Bipolar Lead Adapter with 2 IS-1 bipolar receptacles leading

Artikelbezeichnung	Artikel-Nr.	Stück
VB17-IS-2xISB - auf bip. IS-1 Stecker (to bip. IS-1 connector)	17 cm 53424	1
VB40-IS-2xISB - auf bip. IS-1 Stecker (to bip. IS-1 connector)	40 cm 53425	1

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
The right to make technical improvements without notice is reserved.